

¿QUÉ CÁMARA ES LA ADECUADA PARA USTED?

- Cámara con cable o inalámbrica para ofrecer lo último en movilidad
- Uso compartido sencillo con varios métodos de conexión, incluyendo USB, S-Video, AV y Wi-Fi**
- Fácil integración con su software radiológico actual gracias a la compatibilidad con TWAIN
- Fácil de aprender y utilizar: botones de captura de imagen con un solo clic; cabezales redondeados y formas cónicas, y una empuñadura ligera y ergonómica tanto para diestros como zurdos
- Cámara potente y convincente que proporciona imágenes en color reales de alta resolución (1024 x 768) y un amplio intervalo de enfoque

Característica	CS 1500	CS 1200
Resolución de imágenes fijas	1024 (H) x 768 (V)	1024 (H) x 768 (V)
Resolución de vídeo	640 x 480	640 x 480
Intervalo de enfoque:	Desde 1 mm hasta infinito	Desde 3 mm hasta 25 mm
Imágenes tipo retrato	Sí	No
Enfoque automático	Sí, lente líquida	No, enfoque fijo
Conexión	USB (directo al PC) S-video (directo al monitor)* AV (directo al monitor)* VGA (directo al monitor)*	USB (directo al PC) S-video (directo al monitor) AV (directo al monitor)
Pantalla	PC, monitor de vídeo:	PC, monitor de vídeo:
Opción inalámbrica (Wi-Fi)	Sí	No
Sistema de iluminación	8 LED	6 LED

*Sólo disponible con la cámara inalámbrica.



Guarde la imagen en su ordenador o tarjeta SD.

Para obtener más información, envíenos un correo electrónico a info.emea@csdental.com o visite carestreamdental.com



REDEFINA
SU FORMA DE
COMUNICACIÓN

LA ACEPTACIÓN DE CASOSEMPIEZA CON UNA IMAGEN

Las cámaras intraorales de Carestream Dental son líderes en capacidades de diagnóstico y formación del paciente. También están redefiniendo la manera en que se comunica: las imágenes de alta calidad permiten a sus pacientes comprender mejor su estado clínico y le ayudan a aclarar los detalles de los casos con las compañías de seguros. Estas cámaras intraorales proporcionan la sólida evidencia visual que usted necesita para iniciar el proceso de tratamiento.



CÁMARA INTRAORAL CS 1500

La CS 1500, disponible tanto en modelo con cable como inalámbrica, le proporciona las imágenes de alta resolución que necesita—desde el retratos a vistas macro—para diagnosticar, planificar el tratamiento e iniciar una conversación.

- Enfoque automático real de lente líquida
- Sistema de iluminación de 8 LED de ajuste automático
- Intervalo de enfoque desde 1 mm hasta infinito
- Función de captura de vídeo o imagen

La versión con cable se conecta a través de USB; la versión inalámbrica soporta conexiones AV, VGA y S-video.



Imágenes de alta calidad con un amplio conjunto de vistas.

CÁMARA INTRAORAL CS 1200

La CS 1200, que combina imágenes de alta calidad, facilidad de uso y múltiples conexiones para compartir fácilmente, es la opción perfecta como primera cámara intraoral. Dispone de un sistema de iluminación de 6 LED de ajuste automático y un notable intervalo de enfoque desde 3 mm hasta 25 mm.

- Permite almacenar hasta 300 imágenes
- Elimina la necesidad de utilizar tarjetas de memoria o un ordenador en cada gabinete
- Compatible con pantallas de PC, vídeo y analógicas



Las imágenes de alta calidad permiten capturar fisuras, caries y otras anomalías