

Articuladores orig



A 010100-03	B 010100-38	C 010100-26	D 010100-39	E 010100-41	F 010100-35	G 010100-42	H 010100-37	I 010100-36

DAS Y PESO ARTICULADORES

Modelo	Ref. 010098	Ref. 010099	Ref. 010103	Ref. 010107
Alto (mm)	150	150	170	160
Ancho (mm)	180	170	170	148
Fondo (mm)	180	180	180	180
Peso	0,540 kg	0,689 kg	0,735 kg	0,697 kg

Ref. 010098



Ref. 010107

Ref. 010103

Ref. 010099

Ar

(semi)

Articulador tipo arcon "Arquimedes pro"

(semiajustable)  **A7 PLUS**

- Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.**
- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en centrífica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



P.V.P. 217,45
PRECIO RECOMENDADO
170 €
+I.V.A.

Ref. 010099
Articulador +Estuche.

Ar

(semi)

Articulador tipo arcon "Arquimedes protrusal"

(semiajustable)  **A7 PLUS-E**

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamiento bilateral.
- Pino de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



P.V.P. 358,97
PRECIO RECOMENDADO
280 €
+I.V.A.

Ref. 010103
Articulador + Estuche.

"Arquimedes Junior"

(semiajustable)  **A7 FIX**

Los 4 modelos son perfectamente compatibles con los **arcos faciales tipo Estandar**

Arco Facial Estandar

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición de los dientes y las mandíbulas.

 **bio-art**
intelligent solutions

El nuevo A