

Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

MEJORES PRECIOS ⁴⁹

Válido hasta el
30-09-2020
Precios sin IVA

 **CATTANI**

 **mocom**

 **MORITA**

 **mectron**

 **DOCTOR
SMILE**

 **UNIVET**
OPTICAL TECHNOLOGIES

7
Minutos

55°
Baja
temperatura



N!

7
Minutos

55°
Baja
temperatura



Esterilizador de plasma
a baja temperatura

Sterlink® FPS 15-S Plus

Ref.: STERLINK155

12.900 €

 **Plasmapp**

» Visite la WEB

Indicado especialmente para turbinas y piezas de mano.

Sterlink® es un esterilizador de plasma que utiliza el proceso de esterilización exclusivo de Peróxido de Hidrógeno (H2O2) para inactivar microorganismos en instrumental médico y quirúrgico, metálico y no metálico, a baja temperatura.

**Es un método de esterilización flexible,
fiable, fácil de usar, rápido, seguro y
eficaz.**

Dimensiones: 433 x 614 x 437 mm

Cámara de esterilización: 264 x 410 x 125 mm

Capacidad: 14 litros

Peso: 67 kg

Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura: inferior a 57°

Display: TFT-LCD - Pantalla táctil de 7"

7
Minutos

55°
**Baja
temperatura**



Esterilizador de plasma
a baja temperatura

Sterlink® Mini

Ref.: STERLINKMINI

7.900 €



Plasmapp

- Esteriliza a baja temperatura
- Extiende la vida útil de los instrumentos sensibles a la humedad / calor (no aptos para autoclaves de vapor)
- Mejorar las medidas de control de infecciones.
- Mayor flexibilidad de tiempos con ciclos a elección.
- Seguimiento basado en la nube y monitoreo de problemas
- Diseño moderno y compacto
- Ecológicamente seguro y no tóxico.

Dimensiones: 270 x 450 x 330 mm

Cámara de esterilización: 206 x 364 x 113 mm

Capacidad: 7 litros

Peso: 18 kg

Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura: inferior a 57°

» Visite la WEB



Impresora térmica
externa para Sterlink®

Impresora de etiquetas autoadhesivas

Ref.: PRINT1

- El resultado de la esterilización se imprime y se crea un registro de esterilización.
- Incluye cable USB
- Dimensiones (mm): 120 x 102 x 145.
- Peso: 0.5 kg
- Ancho del papel térmico: 56 mm.

265 €



Carro especial para Sterlink® FPS

Kart

Ref.: KART

Mueble rodante con ruedas de bloqueo.
Proporciona una altura de trabajo óptima
cuando se usa STERLINK® FPS.

- Dimensiones (mm): 483 x 660 x 603.
- Peso: 37kg.

625 €



Sterpack

Ref.: STERPACK1

Bolsa de esterilizar monouso con cartucho. Para Sterlink y Sterlink Mini.

112 €

**x Caja
50 u.**




Sterpack Plus

Ref.: F92STERPACKP

Bolsa de esterilizar monouso con cartucho. Para Sterlink.

100 €

**x Caja
30 u.**



Sterload Mini

Ref.: STERLOADMINI

Cartucho Monouso para esterilizar en modo Chamber. Para Sterlink Mini.

100 €

**x Caja
30 u.**



Sterload

Ref.: F92STERLOAD

Cartucho Monouso para esterilizar en modo Chamber. Para Sterlink.

135 €

**x Caja
30 u.**



Cesta aluminio

Ref.: CESTALU1

Para utilizar con STERPACK. Aprovecha todo el volumen disponible de la bolsa de esterilización.

145 €



Cesta aluminio

Ref.: CESTALU2

Para utilizar con STERPACK PLUS. Aprovecha todo el volumen disponible de la bolsa de esterilización.

225 €

100 mm



Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK100

Bolsa monouso de 100 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 120 bolsas.

68 €

**x Caja
120 u.**

200 mm



Bolsa plana Tyvek®/film


Ref.: TYVEK200

Bolsa monouso de 200 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 90 bolsas.

68 €

**x Caja
90 u.**

300 mm



Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK300

Bolsa monouso de 300 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 60 bolsas.

68 €

**x Caja
60 u.**




Crosstex VH202

Ref.: CITAPEROLL

Cinta indicadora de esterilización Crosstex VH02. Rollo de 5 metros.

35 €



Cesta aluminio para cámara Sterlink

Ref.: INNERTRAY

85 €



Rollo etiquetas adhesivas

Ref.: STICKEROLL

Para la impresora térmica.

30 €

**x Caja
4 rollos**



Productos detergentes
y desinfectantes no agresivos

Eco-Jet 1 - Desinfección total

Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar. Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta. Disponible en tres formatos diferentes: spray, toallitas y refill (tanque de 5l).

De amplio espectro de acción, testado según las siguientes normativas:

- **EN 13697** - Bactericida, fungicida y levuricida.
- **EN 14348** - Actividad micobactericida incluyendo instrumental.
- **EN 14476** - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19)
- **Skin Patch Test:** No irritante.

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.

Eco-Jet 1 Spray

Ref.: 1040745

10,48 €/u.

Caja 4 u. de 500 ml



Eco-Jet 1 Toallitas

Ref.: 1040771

8,32 €/u.

Caja 6 u. de 160 toallitas

160
toallitas



Eco-Jet 1 Refill (5 l.)

Ref.: 1040764

94,45 €/u.

1 tanque de 5 litros



Desinfección y mantenimiento

Antiespumógeno desinfectante

Ref.: 1040826



1 caja con 10 contenedores con 50 tabletas cada uno.
32,60 €/contenedor - 0,65 €/pastilla

Pastillas antiespumógenas desinfectantes para el correcto funcionamiento de todas las aspiraciones dentales.

Evita la contaminación cruzada durante todo el día.

Espectro de acción:

- EN 13727 - Actividad bactericida.
- EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.

Fundamental para evitar que pase espuma a los motores, creando averías después de tiempos de inactividad prolongados.

32,60 €/u.

50 tabletas
(Caja 10 u.)



Aqua Plus

Ref.: 1060942

Desinfectante para el sistema hídrico del sillón.

Evita la formación de biofilm, elimina bacteria, legionela y algas.

Espectro de acción:

- EN 13623 - Actividad bactericida contra la legionela.
- EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
- EN 13727 - Actividad bactericida.
- EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo instrumental.

Es inocuo sobre todos los materiales del sillón dental. No oxida.

13,50 €/u.

500 ml. por bote.
(Caja con 4 botes)

1 litro cunde 125 l.

Puli-Jet Plus New

Ref.: 1060900



Detergente de alto poder desinfectante para aspiraciones dentales. Desincrustante y con antical.

Dispositivo médico IIa.

EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.

EN 13727 - Actividad bactericida.

EN 14561 - Actividad bactericida para instrumental.

EN 14562 - Actividad fungicida o levuricida para instrumental.

EN 14563 - Actividad micobactericida o tuberculicida para instrumental.


EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo COVID-19)

29,5 €/u.

Bote de 1 l.
(Caja 4 botes)



Llene Pulse Cleaner con 2.5 litros de agua templada/caliente. Para mejor resultado, NO use agua fría



Cada línea dentro de Pulse Cleaner es 1l, por lo tanto llene hasta la mitad de tercera línea (2.5 litros)



Apriete la botella delicadamente para forzar el líquido dentro del dosificador.



Siga apretando hasta alcanzar 10ml (solución sanitizante) o 20ml (solución desinfectante)



Remover el tapón rojo y verter Puli-Jet en Pulse Cleaner, cuidando que no salga más líquido del necesario.



Aspire la solución conectando las cánulas del sillón a los adaptadores de Pulse Cleaner. No enjuague al final de la operación! Use el líquido sobrante para la escupidera.

Añada el “kit desinfección Magnolia” a su nueva aspiración y obtenga **1 año más de garantía**



Kit desinfección Magnolia

Ref.: Kitmagnolia

150 €

Ahorre un 10%



Compuesto por:

- 4 x Puli-Jet Plus New
- 1 botella de Eco-Jet Spray
- 1 bote de Eco-Jet Toallitas
- 1 caja Antiespumogenos



Pulse Cleaner

Ref.: 1040720

Recipiente para limpieza y desinfección
de la aspiración.

50 €

Añada el “kit desinfección Magnolia”
a su nueva aspiración y obtenga
1 año más de garantía



Aspiración
Compresores
Desinfección

Planificación técnica

Le asesoramos en la elección del sistema y diseñamos la solución directamente a partir de sus necesidades.

Nos encargamos de la planificación de tubería de su clínica, para que pueda tener el mejor rendimiento de su sistema Cattani.



- Proyecto técnico
- Selección del sistema
- Instalación
- Supervisión
- Mantenimiento
- SAT
- Formación

Para diseñar el sistema de aspiración y de aire comprimido de su clínica, todo lo que necesitamos es que nos envíe un plano en AutoCad (archivo .dwg) indicando la posición de los sillones y del cuarto de máquinas.

(Sin cargo ni compromiso.)

Aspiración extraoral



Aspi-Laser Steril

Ref.: ASPILASER

**Aspiración extraoral con filtro
HEPA H14 y carbones activos**

1.990 €



Incluye un bote
de Eco-Jet Spray



Aspi-Laser Steril es una aspiración para uso odontológico, diseñada para interceptar todo el aerosol generado durante las practicas dentales, la nebulización de las piezas de mano, la neblina, todas las partículas de agua y saliva, los vapores de mercurio derivados de la remoción de amalgama y los potenciales contaminantes presentes en la respiración del paciente.

Características:

Motor de aspiración Uni-Jet 75 1AC
Potencia: 0,4kW - 3,7A
Caudal de aspiración: 150 m3/h
Velocidad del flujo con boca de 25mm: 45 m/s
Presión máxima: 150 mbar
Numero de terminaciones de serie: 2
Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14
Carbones activos: sí
Tratamiento químico antibacteriano: sí
Nivel sonoro: 58 db con boca abierta

Aspi-Laser incluye de serie dos terminaciones diferentes para el brazo articulado, estudiadas y diseñadas para maximizar el resultado en todas las situaciones.



La campana

Para proteger quien está trabajando sin ayuda de otra persona, pejempro en la profilaxis.

Ponemos la campana encima de la boca del paciente y trabajamos con las manos debajo, al resguardo de eventuales salpicaduras.



El terminal de 25mm

Para conseguir la máxima depresión. Recomendado para spray y aerosol generados con el uso de turbinas. Solo con Aspi-Laser tenemos esta opción, gracias al diseño único de la terminación y la potencia del motor. Acercamos el terminal a pocos cm de la boca del paciente y la cánula aspira el spray con máxima eficacia.

Es posible usar esta terminación también para practicas sin mucho spray, para evitar la contaminación del paciente.



El filtro HEPA H14

Gracias a su filtro HEPA H14 con carbones activos, con tratamiento químico antibacteriano, se reduce grandemente el riesgo de contaminación debido a la dispersión en ambiente del aerosol. Los carbones activos neutralizan los malos olores

Mantenimiento anual: sustitución del cartucho filtro 1 vez al año.



Aspi-Jet 6

Ref.: 1010010

**Equipo autónomo para
profilaxis, periodoncia
y endodoncia.**

2.390 €



**Autónomo, no precisa instalación de ningún tipo.
Ruedas que permiten su traslado fácilmente.
Se adapta a cualquier gabinete o quirófano.
Muy útil como aspiración auxiliar.**

Características:

Móvil, con ruedas.
Motor de inducción.
Potencia 0.4 kW - 3,1 A.
Caudal máximo: 1250 L/ min.
Presión máxima de servicio en modo continuado
1300 mm H2O.
Nivel sonoro 65 dB.
Vaciado manual de vaso.
Capacidad del vaso 4 litros.
Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043133



Turbo Jet 1 Modular



Potencia: 0.42kW - 4A
Caudal máximo: 650 l/min
Presión de trabajo: 130 mbar
Nivel sonoro: 61 dB(A)
Dimensiones (mm): 540 x 450 x 380

Con separador de amalgama **ISO 4**
Ref.: 1029610

1.850 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1026110

1.225 €

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043132



Micro Smart

1-2

Potencia: 1.12kW - 8A
Caudal máximo: 900 l/min.
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 64-71 dB(A)
Dimensiones (mm): 370 x 340 x 590

Con separador de amalgama **ISO 6**
Ref.: 1035060

2.730 €

Sin separador de amalgama
Ref.: 1035050

2.250 €

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043132



Micro Smart CUBE

1-2

Potencia: 0.95kW - 4A
Caudal máximo: 1.000 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 59 dB(A)
Dimensiones (mm): 420 x 350 x 470

Con separador de amalgama **ISO 6**

Ref.: 1035030

3.390 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035031

2.880 €

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043135



Turbo Smart

3-5

Potencia: 1.5kW - 6.5A
Caudal máximo: 1.400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 68.4-73.7 dB(A)
Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de
amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035115

3.750 €

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035105

3.190 €

Hasta 5 equipos

Software para ampliación a
Turbo Smart B

Ref.: 1035500

590€

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043135



Turbo Smart CUBE

3-5

Potencia: 1.2kW - 5.5A
Caudal máximo: 1400-1800 l/min
Presión de trabajo: 210 mbar
Nivel sonoro: 60 dB(A)
Dimensiones (mm): 500 x 370 x 650

Con separador de
amalgama **ISO 18**

Ref.: 1035120

4.090€

Sin separador
de amalgama

Ref.: 1035121

3.590€

Hasta 5 equipos

Software para ampliación a
Turbo Smart CUBE B

Ref.: 1035500

590€

La versión con separador incluye un **contenedor de amalgama** Ref.: 1043135



Turbo Smart 2V

3-5



(Dependiendo
de la instalación)

Software de ampliación incluido

Potencia: 2kW - 9A

Caudal máximo: 1.800 l/min

Presión de trabajo: 280 mbar

Nivel sonoro: 70 dB(A)

Dimensiones (mm): 390 x 350 x 630

Con separador de amalgama **ISO 18**

Ref.:1035135

4.690 €

Sin separador de amalgama

Ref.: 1035130

4.150 €




Panel de control

De serie en todos los equipos Smart con separador de amalgama.

A través de simples operaciones es posible averiguar el estado de funcionamiento del sistema en el display. La aspiración está dotada de memoria para registrar cada evento imprevisto, y con un exhaustivo análisis, es posible diagnosticar eventuales anomalías.

La conectividad WiFi permite el control y la gestión de su aspiración con la aplicación.



Smart App

Permite el control y la gestión de su aspiración desde la aplicación.

Control remoto de los parámetros de funcionamiento y estadísticas.

Avisos de error con descripción en tiempo real.

Acceso directo al histórico de eventos.

Solicitud de servicio técnico.

Nueva normativa sobre la separación de amalgama:

“Los profesionales dentales no liberarán directa ni indirectamente residuos de amalgama al medio ambiente, bajo ninguna circunstancia”

Cuando el panel de control de su aspiración lo indique (alarmas I14 y I15), será necesario cambiar el contenedor de amalgama por uno nuevo. (Se recomienda echar un poco de PuliJet® en el contenedor usado antes de cerrarlo)



Contenedor de
amalgama
ISO 4
Turbo Jet 1

Ref.: 1043133

39 €



Contenedor de
amalgama
ISO 6
Micro Smart

Ref.: 1043132

39 €



Contenedor de
amalgama
ISO 18
Turbo Smart

Ref.: 1043135

39 €



Válvula de escupidera

Ref: 1021960

Permite enviar los líquidos de la escupidera a las aspiraciones con separadores de amalgama

500 €




Válvula de fondo de línea

Ref: 1203770

Con la instalación según normativa de las válvulas de escupidera, muchos líquidos entran en el sistema de aspiración.

Con la instalación de esta válvula al final de la línea de aspiración, es posible aprovechar el retardo de apagado de las aspiraciones Cattani, liberando las tuberías de líquidos residuales y evitando la llegada de grandes sifones al separador de amalgama.

75 €



Compresores



Consigue ahora
5 años de garantía

3 años de garantía **ampliables a 5 GRATIS** al validar
la garantía en: <http://incotrading.net/garantias>



AC 100

Ref.: 1013130



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 70 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720



1.880€



AC 100 Q

Ref.: 1013150



- Potencia: 0.55kW - 3.8A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 67,5 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.



2.830€



AC 200

Ref.: 1013230

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 71 dB(A)
- Dimensiones (mm): 620 x 460 x 720.



2.490€



AC 200 Q

Ref.: 1013250

2-3 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 160 l/min.
- Capacidad de depósito: 30 l.
- Nivel sonoro: 63 dB(A).
- Dimensiones (mm): 660 x 600 x 860.



3.290€



AC 300

Ref.: 1013330

4-5 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750



2.990€



AC 300 Q

Ref.: 1013350

4-5 

- Potencia: 1.5kW - 3.7A.
- Aire efectivo suministrado a 5 bar: 238 l /min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 68 dB(A).
- Dimensiones (mm): 720 x 600 x 970



3.990€



**Reduce en 20 db.
el nivel sonoro**

Campana de insonorización

Ref.: 1010800



1.490 €

Para interiores y exteriores.

Válida para todos los modelos de compresores Cattani de 1, 2 y 3 cilindros.

Resistente a la intemperie, lluvia, luz solar directa y nieve. Para climas fríos y calientes. El termostato activa una ventilación forzada para que el compresor mantenga un nivel óptimo de trabajo.

- Nivel sonoro: 51 dB(A).
- Dimensiones: 87 cm x 70 cm x 89 cm

Blok-Jet Silent

Añada el "kit desinfección Magnolia" a su nueva aspiración y obtenga 1 año más de garantía

Sistema integrado de compresión y aspiración **con separación de amalgama** para clínicas dentales.



Blok-Jet Silent 1

Ref.: 1073500

Compuesto de:

Micro Smart.

Compresor AC 200.

Dimensiones:

727x 577 x 1583 mm.

Capacidad de hasta
2 equipos
simultáneamente.

11.890€

Blok-Jet Silent 2

Ref.: 1073520

Compuesto de:

Turbo Smart B.

Compresor AC 300.

Dimensiones:

757 x 607 x 1936 mm.

Capacidad de hasta
5 equipos
simultáneamente.

12.990€



INVERTER
CONTROL



AMALGAM
RETENTION



Kits de mantenimiento para COMPRESORES

Kit de mantenimiento anual

Para el cambio de filtros (uno para cada cilindro y uno para el secador)

Kit ANUAL Compresor AC100

Ref.: KIT1AC100



Contenido:
2 x Ref.:1168563

38 €

Kit ANUAL Compresor AC200

Ref.: KIT1AC200




Contenido:
3 x Ref.:1168563

57 €

Kit ANUAL Compresor AC300

Ref.: KIT1AC300



Contenido:
4 x Ref.:1168563

76 €

Kit quinquenal

Para cambio de filtros, regeneración del secador y cambio del condensador de arranque.

Kit QUINQUENAL Compresor AC100

Ref.: KIT5AC100

Contenido:
2 x Ref.: 1168563
1 x Ref.: 1189146
2 x Ref.: 10GELSIL

135 €

Kit QUINQUENAL Compresor AC200

Ref.: KIT5AC200

Contenido:
3 x Ref.: 1168563
1 x Ref.: 1189146
2 x Ref.: 10GELSIL

160 €

Kit QUINQUENAL Compresor AC300

Ref.: KIT5AC300

Contenido:
4 x Ref.: 1168563
1 x Ref.: 1189146
2 x Ref.: 10GELSIL

185 €

Kits de mantenimiento para ASPIRACIONES

Kits de mantenimiento anual para aspiraciones con separación de amalgama.

Incluyen un filtro de entrada de aspiración, un contenedor de amalgama y tubos para las conexiones de la centrifuga al separador de amalgama.

Kit ANUAL Turbo Jet 1

Ref: KIT1TJ1



Contenido:

1 x Ref.: 1043133
1 x Ref.: 1240317
1 x Ref.: 1040880

65€

Kit ANUAL Micro Smart Micro Smart CUBE

Ref: 1041196



Contenido:

1 x Ref.: 1201547
1 x Ref.: 1043132
1 x Ref.: 1041390

100€

Kit ANUAL Turbo Smart Turbo Smart CUBE

Ref: 1041192



Contenido:

1 x Ref.: 1201544
1 x Ref.: 1043135
1 x Ref.: 1041422

105€

Kit de mantenimiento completo para máquinas con 10.000h de trabajo.

Contiene rodamientos y su arandela/retén, silenciador interno y junta para el motor Uni-Jet; membrana de recirculación, válvula antirretorno del desagüe ensamblada y filtro de aspiración.

Kit 10.000 h. Turbo Jet 1 (Sin ISO 4)

Ref: KIT10HTJ1

Contenido:

1 x Ref.: 1168329, 1 x Ref.: 1168325
1 x Ref.: 1167622, 2 x Ref.: 1219690
2 x Ref.: 1169346, 2 x Ref.: 1189101
1 x Ref.: 1041152

230€

Kit 10.000 h. Micro Smart

Ref: KIT10HMS

Contenido:

1 x Ref.: 1167667, 1 x Ref.: 1168310
1 x Ref.: 1168329, 1 x Ref.: 1201547
2 x Ref.: 1208112, 1 x Ref.: 1215816
4 x Ref.: 1219635, 2 x Ref.: 1219692
1 x Ref.: 1240809

180€

Kit 10.000 h. Turbo Smart

Ref: KIT10HTS

Contenido:

1 x Ref.: 1167667, 1 x Ref.: 1168309,
1 x Ref.: 1168328, 1 x Ref.: 1201544,
2 x Ref.: 1208112, 1 x Ref.: 1215816,
4 x Ref.: 1219635, 2 x Ref.: 1219690,
1 x Ref.: 1240808,

195€

Aspiración en paralelo

Micro y Turbo Smart pueden ser instaladas en paralelo sin periféricos o centralitas adicionales. Las máquinas se reconocen automáticamente y regulan su velocidad para trabajar juntas, repartándose el trabajo. También en caso de avería en uno de los dos motores, su clínica seguirá teniendo aspiración en todos los gabinetes.



Dos Micro Smart en paralelo

3-4

Con Micro Smart en paralelo se aconseja la instalación de una válvula unidireccional por cada equipo.

Válvula unidireccional
Ref.: 1191282

89,30 €




Dos Turbo Smart A en paralelo

4-6

Dos Turbo Smart B en paralelo

7-10

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI



Filtros de alta eficiencia regulados por la normativa ISO 1822. Los filtros Cattani tienen efectividad H14, 10 veces más efectivos que un filtro H13 y 10.000 veces más que una mascarilla N95 FFP2.

Su nivel de filtración mínimo es del **99,995%**. Todas las partículas más grandes o más pequeñas de 0.3 micras serán filtradas con una eficiencia aun mayor.

» Ver video

www.incotrading.net/es/download/HEPA.mp4



Filtro HEPA H14 AC

Ref.: 1168523

Filtro especial que sustituye el filtro standard instalado en la parte superior del secador.

Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y AC-300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600.

Su capacidad de filtrado asegura aire sin contaminación dentro del tanque y en el instrumental de la clínica.

Se reemplaza una vez al año.

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

185 €



Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI



Filtro HEPA H14 C1

Ref.: 1042010

Filtro HEPA H14 con carbones activos para Uni-Jet 75, Turbo Jet 1 y Turbo Jet 2.

Se conecta al tubo de salida de aire expulsado.

Mantenimiento: remplazo del filtro completo una vez al año.

270 €



Filtro HEPA H14 C6

Ref.: 1042090

Filtro HEPA H14 con carbones activos y un tratamiento químico antibacteriano.

Elimina la contaminación y los malos olores.

Para una o más aspiraciones hasta 6 sillones.

Mantenimiento: sustitución del cartucho filtrante 1 o 2 veces al año.

495 €



Cartucho HEPA H14 C6

Ref.: 1160540

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspiración. Se reemplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 134° antes de desechar, para máxima seguridad.

175 €



Compresores CAD CAM



AC 310

1013310 - Monofásico

1013313 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 100 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 165 N l/min.
- Capacidad de depósito: 45 l.
- Nivel sonoro: 73,6 dB(A).
- Dimensiones (mm): 620 x 520 x 750

3.290€



AC 410

1013410 - Monofásico

1013413 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo entre 105 y 160 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 215 N l/min
- Capacidad del depósito: 100 l
- Nivel sonoro: 73 dB(A)
- Dimensiones (mm): 1155 x 550 x 745

6.750 €



Todos los compresores trabajan hasta 10 bar de presión para garantizar el funcionamiento correcto y estable de las fresadoras más exigentes. Disponemos de versiones de todos los modelos, para alimentación monofásica o trifásica.



AC 610


1013510 - Monofásico

1013513 - Trifásico

Para fresadoras con un consumo máximo de 220 N l/min

- Aire efectivo a 8 bar: 330 N l/min.
- Capacidad de depósito: 150 l.
- Nivel sonoro: 74 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1320 x 590 x 890

8.100€



AC 910

1013578 - Trifásico

Grandes sistemas de fresado o sistemas centralizados de aire comprimido

- Aire efectivo a 8 bar: 495 N l/min.
- Capacidad de depósito: 300 l.
- Nivel sonoro: 75 dB(A).
- Dimensiones (mm): 1800 x 810 x 1000.

13.800€





Sistemas centralizados

3-50



Aspiración de polvo inteligente y progresiva para laboratorios dentales.

Menos ruido

La contaminación sonora disminuye al eliminar el motor de aspiración en cada puesto.

Menor mantenimiento

El aire aspirado pasa por un filtro central y colectivo dotado de limpieza automática. Así, no hay que cambiar o limpiar el filtro en el puesto de trabajo.

Aire de más calidad

Una vez filtrado, el aire aspirado se expulsa al exterior del local. Los vapores producidos por los materiales acrílicos y los polvos residuales también se dirigen fuera.

Ahorro energetico

Tanto en los tiempos de mantenimiento como en el consumo de electricidad, gracias a los motores de inducción y a la tecnología electrónica con Inverter.





Esterilización,
limpieza y
desinfección

Autoclaves y termodesinfectadoras



Autoclave clase B **B Classic**



- **Nuevo diseño, nuevas prestaciones**
- **Ahora con bomba de vacío más potente**

- Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades de carga del agua diferentes.
- Simplifica el trabajo del operador.
- Ciclos personalizados y arranque diferido.
- Trazabilidad simplificada.
- Wifi integrada para conexión con la nube.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A520000

~~3.390€~~

3.340€

22 litros

Ref.: M7A560000

~~3.990€~~

3.790€

28 litros

Ref.: M7A530000

~~4.490€~~

4.390€

**Nuevo diseño
Nuevas prestaciones**

**Funciona
con agua
del grifo**



Autoclave clase B

B Futura



- Facilidad de uso.
- Arranque diferido.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Ciclos personalizados.
- Código de identificación del operador.

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: M7A540000

~~4.190€~~

4.090€

22 litros

Ref.: M7A550000

~~4.490€~~

4.440€

28 litros

Ref.: M7A570000

~~5.390€~~

5.350€



Funciona
con agua
del grifo

5 litros =
50 ciclos



Autoclave clase B **Supreme**



- Facilidad de uso con video tutoriales.
- Wifi integrada para conexión con la nube.
- Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant) incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar y mejorar su rendimiento.
- Incluye **MyTrace**, el programa de trazabilidad Mocom

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: **(AxHxP) 480 x 500 x 600 mm.**

17 litros

Ref.: 7A240000

~~4.990€~~

4.890€

22 litros

Ref.: 7A241000

~~5.990€~~

5.390€

28 litros

Ref.: 7A242000

~~6.890€~~

6.690€



Incluye **4** botes de detergente

Tethyclean

Ref.: 97190044

Duración aprox:
3 meses



Tethys H10 PLUS

Ref.: M7E200300



Descontaminación
Lavado con ultrasonidos
Desinfección térmica
Secado con aire caliente forzado

El primer
dispositivo de
desinfección híbrida
de Mocom

~~4.290€~~

3.990€

Equipamiento de serie:

- Puerto USB
- Puerto ethernet (RJ 45)
- 2 cestos portainstrumentos
- 1 cestillo portafresas.
- Kit de conexión hídrica
- Filtro HEPA

Información técnica:

- Potencia nominal: 2300 W.
- Dimensiones externas (AxHxP)
470 x 430 x 500 mm.
- Peso Neto: 37 kg.
- Capacidad depósito de deter-
gente: 0.7 litros (autonomía
hasta 12 ciclos).
- Dimensiones de la cuba: 8 l.
- Consumo agua máximo
(por ciclo) 15 litros.
- Carga máxima: 2 kg.

MyTrace

Ref.: 7D200022

MyTrace es el software de trazabilidad Mocom que permite asociar un set de instrumentos esterilizados con el paciente a través del código de barras. Una herramienta irremplazable para completar el proceso de esterilización y asegurar protección legal al odontólogo.

990 €



Impresora Standard

Ref.: M7D200012

Para imprimir informes en papel térmico o etiquetas (en la última generación de autoclaves Mocom).

350 €



Kit de trazabilidad

Ref.: KITMYTRACE

Compuesto por impresora standard y scanner laser de código de barras de grado médico. Con Supreme y MyTrace de serie, consiga la trazabilidad completa.

595 €

Accesorios esterilización



BT20

Indicador biológico
de esterilización

Caja de 30 viales

Ref.: 107BT2030

~~72€~~

69€

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio
de cultivo con indicador
de pH inocuo para los
microorganismos inoculados.

Tira impregnada
con una población
conocida de *Geobacillus*
Stearothermophilus.



BT20

Indicador biológico
de esterilización

Caja de 100 viales

Ref.: 107BT20

195€

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio
de cultivo con indicador
de pH inocuo para
los microorganismos
inoculados.

Tira impregnada
con una población
conocida de *Geobacillus*
Stearothermophilus.



Effica

Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effica



830€

**Cuba de ultrasonidos con
tapa de cierre automático**

Tapa con cierre automático y
botón temporizador. Garantiza
un ciclo de control y limpieza
uniforme

Se cierra y bloquea
automáticamente cuando
empieza el ciclo de limpieza y
se desbloquea cuando finaliza.



Incubación de
8 indicadores
simultáneamente



incotrading

Incubadora biológica

INC-8

Ref.: INC8

~~259€~~

225 €

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada para incubar los indicadores biológicos que se deben utilizar habitualmente para comprobar la eficiencia de los esterilizadores de óxido de etileno y autoclaves.

Funciona a temperaturas de 37 °C o 57 °C.

Características:

- Potencia nominal: 50 W
- Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.
- Peso: 1 kg.



Desmineralizador Pure 100

Ref.: M7C200010

**120 l.
300 ciclos**



~~590 €~~

390 €

El desmineralizador de resinas Pure 100 está compuesto por dos cartuchos de resinas de intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua y por lo tanto mayor vida del autoclave.



Millseal Rolling

Con impresora

Ref.: M7B240001


~~2.590 €~~

1.990 €

Termoselladora de rodillo

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.



Selladora Millseal Plus

Ref.: WCMY00A0000

~~560 €~~

445 €

- Estructura de aluminio
- Base de apoyo milimetrada.
- Banda de sellado: 12 mm.
- Ancho máximo de sellado: 300 mm.
- Dimensiones (mm): 474 x 374 x 200.
- Peso: 7Kg.

N!

Para incubación y lectura de indicadores biológicos:

- **Rápidos**
- **Súper Rápidos**
- **Ultra Rápidos.**



Incubadora / Lectora de fluorescencia

MiniBio

Kit MiniBio + 120 indicadores BT222

Ref.: KMB222

~~1.450€~~

1.390€

- Permite la incubación y lectura de indicadores biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
- Posibilidad de incubación de hasta tres indicadores biológicos distintos con la misma temperatura.
- Optimización de tiempos de incubación.
- Fácil de usar.
- Detección automática de lectura y cancelación.
- Lectura automática de resultados.
- Sistema de alarma.
- Sistemas de impresión de resultados.
- Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.
- No requiere mantenimiento.
- Calibración de temperatura.
- **Sistema asociado a software de trazabilidad.**

Para incubadora de fluorescencia



BIONOVA®

N!

BT220

Ref.: BT220

Caja 50 u.

**Rápido
3 horas**

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
4,40 €

220€

Para incubadora de fluorescencia



BIONOVA®

N!

BT222

Ref.: BTT222

Caja 50 u.

**Súper Rápido
1 hora**

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
6,80 €

340€

Para incubadora de fluorescencia



BIONOVA®

N!

BT224

Ref.: BT224

Caja 50 u.

**Ultra Rápido
20 minutos**

Sistema de lectura rápida por fluorescencia. Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Vapor asistido por vacío o Vapor por desplazamiento de aire por gravedad.

Unidad
7,80 €

390€

Para autoclaves de plasma



BIONOVA®

N!

BT96

Ref.: BT96

Caja 50 u.

**Súper Rápido
30 minutos**

Indicador Biológico Autocontenido. Sistema de Lectura Súper Rápida por Fluorescencia para control de **procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (VH202).**

Unidad
8,30 €

415€



Highea

Cuba de
ultrasonidos

Información técnica:

Dimensiones A/P/H (mm):

Peso (kg):

Highea 3: 300 / 179 / 214

3,3

Highea 6: 365 / 186 / 264

5,1

Highea 9: 365 / 278 / 264

5,9

Highea 3 litros

Ref.: M7F200100

1.150 €

1.050 €

Highea 6 litros

Ref.: M7F200200

1.750 €

1.590 €

Highea 9 litros

Ref.: M7F200300

1.960 €

1.790 €



Laser de erbio y diodo para
odontología y dermatología.

pluser

Láser Erbio

Ref.: LAERT0011

La tecnología láser es menos invasiva, evita puntos de sutura y reduce el tiempo de recuperación minimizando el dolor.

- Potencia : 12 W.
- Frecuencia de impulso: 5 a 100 hz.
- Enciclopedia medica a bordo.
- Pantalla táctil y a color.
- Wi-fi direct.
- Protocolos clínicos live.
- Tutoriales en video.
- Pedal inalámbrico.
- Ámplia gama de piezas de mano.
- Doble modo de impulso: gaussiano y onda cuadrada.
- Láser para tejidos duros, tejidos blandos, cirugía ósea y dermatología.

47.990€

Diferentes actividades, un único pluser

- Tratamientos para tejidos blandos.
- Tratamientos para tejidos duros.
- Cirugía ósea.
- Dermatología.



Pluser DERMA

Pluser puede aplicarse también en el campo dermatológico y puede equiparse con accesorios y software específico para transformar la práctica dental en un verdadero centro clínico multidisciplinar para intervenciones estéticas, dermoquirúrgicas y de rejuvenecimiento.

La versión Derma incluye la **pieza de mano Full Field** para el tratamiento de lesiones cutáneas. El modelo fraccional incluye el escáner y la pieza de mano fraccional para tratamientos de rejuvenecimiento de la piel.

Nuevos tipos de intervención, nuevos casos clínicos, nuevos pacientes.



N!



Pieza de mano Full Field

Ref.: LOMAN0301

Pieza de mano con diferentes espaciadores para focos de 2-3-5 mm adaptados al tratamiento de todas las lesiones cutáneas benignas (fibromas, queratosis, manchas, etc.)

2.690€



N!



Pieza de mano Fraccionada

Ref.: LOMAN0371

Pieza de mano con espaciadores de fotorrejuvenecimiento fraccional sobre zonas pequeñas.

3.990€

Desarrollado para tratamientos de:

- Bioestimulación
- Blanqueamiento
- Periodoncia
- Cirugía
- Terapia
- Endodoncia

Sin cables



wiser

Láser Diodo

Ref.: LA8D00013

7.990€

El laser de diodo más completo

- Tratamientos más rápidos.
- Tiempos de recuperación más cortos.
- Intervenciones exangües.
- Menos anestesia, dolor y sutura.
- Tres modalidades de uso: asistido, rápido y avanzado.
- Tutorial "paso a paso".
- Enciclopedia médica a bordo.
- Puntas autoclavables y reutilizables.
- Impulso continuo, pulsado y súper pulsado.
- Tiempo carga batería: 1 minuto.
- Láser dental 16W 980NM 25kHz



Tratamiento no invasivo para medicina estética con el Laser WISER

1.590€

Pieza de mano

Revive Derma

Ref.: LAFIO0301

Aplicaciones:

- Cirugía dermatológica
- Manchas hiperpigmentadas
- Rejuvenecimiento

N!



Pieza de mano onda plana

AB2799 Simpler D5

Ref.: LAFIO0281

1.890 €



The smile LWS

Agente blanqueador
Wiser

Ref.: LPLWS0041

130€





 Bluetooth


 Wi-Fi
 Direct


8W
 power

SIMPLER es simplemente efectivo, eficiente y seguro.

Sus pacientes quedarán muy contentos con la estupenda sensación que ofrece el tratamiento con láser, ya que utilizará menos anestésicos y las sesiones serán más breves y sin vibraciones.

simpler

Láser diodo

Ref.: LA9D00033

5.990 €

Diseñado para el sector odontológico y esencial para tratamientos de:

- Endodoncia
- Periodoncia
- Implantes
- Terapia
- Blanqueamiento
- Insensibilización
- Cirugía del tejido fibrótico
- Cirugía del tejido normal
- Cirugía del tejido de granulación



 **UNIVET®**
OPTICAL TECHNOLOGIES

Lupas de
magnificación

Lupas de magnificación

VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Soporte magnético de regalo comprando las lupas y la luz EOS HP.

3 colores de acabado



VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Ita

Montura para lupa Galileana

Ref.: KKA107134

- Estructura de aluminio,
- Montura ligera con tan solo 63g de peso.
- 3,5% más luminosas.
- Nuevas magnificaciones: 3.5X, 4.0X y 5.0X.



Añadiendo la luz led **EOS HP**, desde

2.190€

Precio desde

1.290€

VUNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES



Ash

Lupas de magnificación

Ref.: KK676340A

- Patillas de fibra de carbono.
- Amplio y luminoso campo de visión.
- Placa de metal personalizable.
- Apoyo nasal ajustable.



Añadiendo la luz led **EOS HP**, desde

1.995€

Precio desde

1.190€



UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

ONE

Lupa galileana

TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KKA079134

Colores disponibles:



- Montura de titanio, rodio y paladio ligera y resistente.
- Apoyo nasal ajustable, protectores laterales incluidos.
- Patillas flexibles.



Añadiendo la luz
led **EOS HP**, desde

2.090€

Precio desde

1.290€



UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

ONE

Black Edition

Lupas de magnificación

Ref.: KKA089634

Nuevo material de la
patilla: Aleación de
paladio y rodio para
conseguir más ligereza.



Añadiendo la luz
led **EOS HP**, desde

2.190€

Precio desde

1.390€



Colores disponibles:



Techne RX

Lupa galileana
TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KKA004834

- Parte frontal de aluminio.
- Diseño deportivo y envolvente para un ajuste perfecto.
- Inserción frontal metálica.
- Apoyo nasal ajustable.

Añadiendo la luz
led **EOS HP**, desde

1.995€

Precio desde

1.190€



Colores disponibles:



Techne Quick Loupes

TTL 2.5X400 PRO

Ref.: KK867340A

**Distancias interpupulares
predefinidas** que mantienen
las ventajas y características
ópticas de un dispositivo TTL.

Añadiendo la luz
led **EOS HP**, desde

1.995€

Precio desde

995€



Soporte magnético de regalo comprando las lupas y la luz EOS HP.

VUNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES



Ahora con mando inalámbrico

EOS HP

Luz led para lupas

Ref.: KKA039718

1.290€

Consulte oferta de compra conjunta con las lupas

- Cabezal muy ligero, solo 28 g.
- Batería integrada.
- Duración de la batería 8 horas.
- Intensidad luminosa: 45.000 Lx a 350 mm.
- Punto de foco circular.
- Nuevo cargador de carga inalámbrica.
- Protector anti ralladuras.




Protector facial

Ref.: 701020000

42 €

- Banda elástica ajustable.
- Pantalla de acetato antivaho termoformado.
- No crea distorsión.
- No crea fatiga visual durante un uso continuado.
- Protege de impactos y Rayos UV.
- No hay distorsión de los colores.
- Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.
- Pantalla de reemplazo disponible.
- MARCADO U1SN - EN16633 CE.



Polimerización
Piezas de mano
Radiología 2D y 3D
Endodoncia



Pencure 2000

MORITA | Ref.: 6450

Lámpara de polimerizar

1.590€

Óptica orientable 270°

Cabezales angulares
intercambiables.

A 5 mm de distancia todavía
conserva el 80% de la potencia
luminosa.

Pantalla de cristal líquido a color
de manipulación confortable.

Pieza de mano inalámbrica con
estación de carga de sobremesa.

Batería de iones de Litio
intercambiable sin herramientas.


MORITA

Turbinas **Twin Power**



Turbinas con sistema de doble rotor

- Rodamientos cerámicos.
- Potencia: 25 w.
- 350.000 rpm.
- Turbinas con luz (25.000 lux)
- Triple spray.
- Parada inmediata.
- Push button.
- Cabezas normal y mini.

2 años de garantía

PAR-4HUEX-O Ultra E 20W

Ref.: 2541

PAR-4HUMX-O Ultra mini 18W

Ref.: 2540

890€

**Con
luz**

Turbina Mini

Una pequeña obra de
ingeniería con
18W de potencia



Contra ángulos



Contra ángulo con luz
TorqTech CA-5IF-O

Ref.: 2450

1.290€



Contra ángulo con luz
TorqTech CA-DC-O

Ref.: 2440

990€



Contra ángulo
TorqTech CA-10RC

Ref.: 2421

990€



Contra ángulo con luz
TorqTech CA-10RC-O

Ref.: 2420

990€



Contra ángulo
TorqTech CA-4R-PP

Ref.: 2415

690€

Mediadent i-Sensor

Ref.: MDX3MU1

Tamaño 1: 600 mm²

3.490€

Plug and Play

Fácil instalación
incluso en notebooks

Disponible en dos tamaños:

Tamaño 1:

600 mm² (30 x 20 mm)

1500 x 1000 px

Tamaño 2:

825 mm² (33 x 25 mm)

1650 x 1250 px



Sensor innovador, flexible y ultra resistente que se adapta fácilmente a la anatomía de la cavidad oral.

- Resolución: 20 lp/mm
- Cable de 2 metros.
- Tamaño del pixel: 20x20 µm.



Software imagen dental

Mediadent

Multi User USB

Ref.: MDMUU

1.290€



Veraviewepocs 3D R100



Panorámico 3D
con telerradiografía

[Consultar condiciones](#)



3D multi FOV desde 4x4 hasta
100x80 mm con un voxel de alta
resolución de 125 micrones.

Nuevos paneles táctiles.

Formato de captación tridimensional
en forma de triángulo de Reuleaux.

Distintos volúmenes de captación.

Captación de alta resolución con
reducción de la dosis efectiva.

Fácil colocación tridimensional.

Captaciones tridimensionales para
la planificación de implantes.

Posibilidad de I-Dixel Web.



**NUEVAS
FUNCIONES**

**NUEVO
DISEÑO**

Tiempos de exposición:

PAN: 7,4 sg.

CEPH: 4,9 sg.

3D: 9,4 sg


Veraview X800



Panorámico 3D
con telerradiografía

Tecnología japonesa
ahora a su alcance

Consultar condiciones



**GOLD
AWARD
2017**

3D

360°

Veraview IC5 HD

Equipo panorámico HD



[Consultar condiciones](#)

Modo alta velocidad:

Tiempo de emisión: 5.5 seg.

Resolución: 192µm.

Transmisión de datos 9 s.

Modo alta definición:

Tiempo de emisión: 10 seg.

Resolución: 96µm

Transmisión de datos 21 s.

Software actualizado i-Dixel 2.0

Nuevas características:

Panel de Control: Diseño simplificado de los interruptores y los LEDs.

Tres haces de luz para un posicionamiento fácil y preciso.

Software I-Dixel de tratamiento de imágenes.

Área de instalación: 0.86 m²

Tipos de estudios:

- Panorámica Standard.
- Panorámica Pediátrica.
- Articulación temporo mandibular.

Imágenes de alta calidad utilizando sistema de control de exposición digital directo automático.

Exposición (DDAE) y potenciador automático de imagen (AIE).



**NUEVAS
FUNCIONES**

**NUEVO
DISEÑO**

Veraviewepocs 2D



Equipo panorámico 2D
con telerradiografía

Consultar condiciones



La mejor calidad de imágenes con Veraviewepocs 2D.

Obtenga la más alta calidad incluso en el modo fino o de alta velocidad.

El resultado son imágenes detalladas, con densidad precisa y contraste nítido. La tecnologías innovadoras como el sistema de control de exposición digital directo automático, la exposición (DDAE) y potenciador automático de imagen (AIE) obtienen una imagen óptima.

**Software actualizado
i-Dixel 2.0**



**NUEVAS
FUNCIONES**

**NUEVO
DISEÑO**

Endodoncia



Dentaport Root ZX

Ref.: 886900



1.180€

Resultados muy concretos de las mediciones, independientes de los líquidos de irrigación o de la sangre que pudiera haber en el conducto radicular.

Visualización perfecta y exacta de las limas y su posición gracias al aparato con visualizador en colores.

Control sonoro de la posición de las limas.

Estuche ligero y estable.



Dentaport Tri Auto ZX-11 OTR Módulo

Ref.: 6907



2.490€

Sistema OTR (Optimum Torque Reverse) que evita que la lima quede atascada y se fracture.

3 velocidades: 100, 300 y 500 RPM.

Se controla desde el modulo Dentaport Root ZX.

Compatible con todas las limas rotatorias NI-Ti.

Menos fatiga para la mano del profesional:

Pieza de mano con un peso de solo **90 g.**

Kits de limas

MANI®

Instrumentación manual

1 caja DFinder #8
1 caja DFinder #10
1 caja DFinder #12
1 caja RT #15-40

26 €

Instrumentación rotatorio

1 caja SUPER FILES MGP KIT - GLIDE PATH (#10#15)
1 caja SILK Complex (25/08, 20/04, 25/04)

46 €

Retratamiento endodóntico rotatorio

1 caja GPR KIT (1S-4N)

14 €

Root ZX Mini Blanco

Ref.: 886951110

El localizador de ápice “mini”. Diseño y tecnología en la palma de su mano.

Compacto, ligero y con un diseño innovador. Con una precisión absoluta, sin necesidad de ajuste a cero, con calibración automática y un gran display a color, permite una localización de ápice precisa para la eliminación parcial o total de radiografías.

Posibilidad de establecer un aviso adicional para una situación de interés (curva pronunciada).

850€



Disponible en 4 colores: blanco, azul, verde y rojo

Puede conectarse con el motor de endodoncia Tri Auto Mini Plus mediante conexión USB.

**Comprando conjuntamente
Root ZX Mini + TriAuto Mini Plus**

**5% de descuento
adicional**

TriAuto Mini Plus

Ref.: 06970

Motor de endodoncia de rotación continua inalámbrico y con funciones innovadoras.

Motor compacto con tan sólo 80 g. para evitar evitar tendinitis y lesiones musculares.

6 memorias de trabajo y velocidad programable de 50 a 1000 rpm.

9 valores de torque (hasta 3,9 Ncm).

Adaptable para personas diestras y zurdas.

Funciones innovadoras de Auto torque reverse y Auto torque slow-down.

1.390€



Puede conectarse con el localizador de ápice Root ZX Mini mediante conexión USB.

TriAuto ZX2

Motor de endodoncia

Ref.: 6961

**El primer motor
inalámbrico con
localizador de
ápices integrado,**
para profesionales
ambidiestros, con
un peso de tan solo
140 g.

~~2.890€~~

2.690€



Desde 1956

MANI®

Descubra las
limas MANI:
manuales,
mecanizadas y
micro-limas

- Función OGP
- Función OTR
- Auto Start/ Stop.
- Forward and Reverse Rotation.
- Optimal Apical Stop.
- Auto Torque Slow-down.
- Auto Torque Reverse.
- Auto Apical Slow Down.
- Auto Apical Stop.
- Auto Apical Reverse.
- Apical Torque Down.


**Cambio de color según
posición de la lima**



Incluye:

- **2 cajas** de 6 Limas
MGP 25 mm kit
Ref.: 3651015253
- **1 caja** con 3 Limas
SILK complex pack
25mm.
Ref.: 3850003253





MANI®

Limas Endo



Certificados

- ISO 13485
- MDD 93/42 / EEC
- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Alta tecnología japonesa única y de precisión

Extraordinario y preciso control de calidad que ofrece una mayor seguridad para usted y sus pacientes.

Mani está presente en más de 120 países del mundo y actualmente posee más de 330 patentes.



Limas K

Preparación inicial del
conducto radicular

La excelente capacidad de corte, le ayuda a trabajar y ensanchar de manera rápida y efectiva.

6 €



Limas H

Eliminación total
de detritus

Las limas "H" se utilizan para ensanchar el conducto radicular y extraer los residuos eficazmente.

6 €



D Finders

Lima en forma de "D"

Limas rígidas de alta resistencia para conseguir una vía de acceso sin dificultad. Optimizada para conductos radiculares calcificados.

8 €

MANI®



RT

Limas flexibles

Muy flexibles, gran capacidad de eliminación de detritus, optimizadas para canales muy curvados. Excelente capacidad de corte.

8 €

MANI®



Super files

Limas rotatorias
Glide Path

Las limas Super Files MGP reducen el riesgo de las superficies irregulares gracias al diseño adaptado y su gran flexibilidad, específicamente para la permeabilización de los conductos radiculares.

6 €

MANI®



Silk

Limas rotatorias

Fabricadas en NiTi que combinan flexibilidad y resistencia para obtener mejores resultados. Ampliación del conducto radicular. Optimizada para conductos radiculares calcificados.

45 €

MANI®



GPR

Limas mecanizadas
para reendodoncia

Elimina la Gutapercha de forma rápida, fácil y segura durante el retratamiento del conducto radicular.

20 €

MECTRON SPRING MEETING 2021

NUEVA FECHA:
7 y 8 de mayo 2021 - VENECIA

Avances en la práctica diaria.
Extracción totalmente piezoeléctrica de la raíz.

Piezoimplant Rex:
Un nuevo paradigma.

Novedades en profilaxis.

Consigua su entrada:

Comprando
Piezosurgery® Touch
se incluye una entrada
completa.

Comprando
Piezosurgery® White
se incluye un descuento
del 50%.

Hasta el 30 de septiembre de 2020



Cirugía Piezoeléctrica
Profilaxis
Fotopolimerización

Piezosurgery® Touch Basic 1

Ref.: 05120054

Pieza de mano con led orientable "all-in-one"

Pantalla táctil:

Más ergonómica y fácil de usar. Basta con el movimiento de un dedo.

6.490€

mectron

Dotación:

- 1 Pieza de mano con luz led rotatoria más manguera.
- 1 Llave dinamométrica K8.
- 5 Láminas protectoras.
- 8 Tubos de silicona.
- 2 Set de irrigación.
- Maletín de transporte.

Incluye el
Kit Basic

Ref.: 01520001



15% de descuento en los **insertos*** con la compra de Piezosurgery®

* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.

Piezosurgery® White

Con pieza de mano

Cirugía piezoeléctrica

Ref.: 05120063PM

Trabajo eficiente

Óptimo balance entre la eficacia de corte y preservación del tejido.

Sistema feedback

Ajuste de potencia automatizado.

Ergonomía

Fácil manejo y limpieza.

Configuraciones orientadas a la cirugía

4.600€

mectron


Dotación

- Dispositivo Piezosurgery con pieza de mano con luz LED.
- Kit 8 tubos para bomba.
- Llave dinamométrica K8.
- Pedal piezosurgery.
- Cable de alimentación.
- Maleta.

Incluye pieza de mano led.

Incluye el
Kit Basic

Ref.: 01520001



15% de descuento en los **insertos*** con la compra de Piezosurgery®

* La promoción "15% de descuento es válida en todos los Insertos para Piezosurgery®. Oferta no acumulable.



Kit de osteotomía

MECTRON | Ref. 01520010

699 €

Kit de 5 insertos
específicos para
osteotomías



OT7

Inserto de osteotomía en
sierra

MECTRON | Ref.: 03370007



OT7S-3

Sierra de 0.35mm de
espesor

MECTRON | Ref.: 03370015



OT7S-4

Sierra de 0.35mm de
espesor

MECTRON | Ref.: 03370014



OT8R

Inserto de osteotomía en
sierra angulada

MECTRON | Ref.: 03370012



OT8L

Inserto de osteotomía en
sierra angulada

MECTRON | Ref.: 03370013



Insertos osteotomía

OT12 OT12 S

Inserto específico para osteotomía de alta precisión y efectividad en el corte.

Recomendado por su extraordinario diseño y su acción de corte extremadamente fino en cualquier técnica de osteotomía, aunque es especialmente efectivo donde las sierras piezoeléctricas estándar tienen un difícil acceso, ayudando en los abordajes quirúrgicos.



Solo
0.25 mm
de espesor
(OT12S)



OT12

MECTRON | Ref.: 03370020

195€



OT12 S

MECTRON | Ref.: 03370021

195€

N!



Insertos de limpieza de implantes

El conjunto consiste de un soporte de punta ICP y 5 tips IC1

Insertos de limpieza suave y segura de la superficie del implante

La solución para la limpieza de implantes. Máxima eficiencia en el tratamiento, con la mayor comodidad del paciente y máximo respeto de la superficie del implante. El inserto permite un acceso y visibilidad óptimo, incluso en regiones posteriores.

Ref.: 01520020

170€

mectron

Starjet

Aeropulidor de 2 caras



mectron



3 Terminales diferentes

- Colocación: un simple click
- Giratorios 360°
- Completamente esterilizables
- Conexión rápida y segura

Un dispositivo, dos indicaciones, cambio fácil de supra a subgingival.

Pulido de aire con un giro PROPHY a PERIO.

Standard

Ref.: 05150075005

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal rociador 90°.
- 1 Cabezal rociador 120°.
- 1 Botella de polvo profiláctico (250g).
- 1 Botella de glicina en polvo (160 g).

1.350 €

990 €

Perio

Ref.: 05150075007

Dotación

- 1 Starjet.
- 1 Cabezal rociador 90°.
- 1 Cabezal rociador 120°.
- 1 Cabezal rociador PERIO
- Puntas subgingival perio (40 u.)
- 1 Llave K9.
- 1 Botella de polvo profiláctico (250g).
- 1 Botella de glicina en polvo (160g).

1.640 €


1.290 €

Combi Touch

La evolución de la profilaxis

mectron

Incluimos 10 insert scaling: S1, S1S, S2 + 7 inserts a elegir con la compra de cualquiera de los dos modelos.



x10 + 2 botes polvo Glycine Powder
(Ref.: 03140007)

Dotación STANDARD

Ref.: 05020015007

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml,
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella de polvo Glycine® 160 g
- **2 inserts: S1-S + P10.**

~~5.750 €~~

4.790 €

Dotación PERIO

Ref.: 05020015008

- Pieza de mano LED
- Botella de 500 ml
- Tapón de seguridad gris
- Llave dinamométrica K6
- Cabezal de spray 90°
- Cabezal de spray 120°
- Cabezal de spray PERIO
- Puntas perio subgingivales (40 uds)
- Llave K9 g
- Botella polvo profilaxis 250 g
- Botella polvo Glycine® 160 g
- **2 inserts: S1-S + P10.**

~~6.012 €~~

4.990 €



Prophylaxis Powder **INTENSE** SABOR LIMÓN

Ref: 03140002

mectron

Elimina eficazmente la biopelícula supragingival y las manchas superficiales difíciles en la superficie del esmalte.

Caja 2 botes de 250g

39 €



Glycine Powder **SENSITIVE**

Ref: 03140007

mectron

Elimina suavemente la biopelícula supra y subgingival

Caja 2 botes de 250g

69 €



Prophylaxis Powder **SOFT** SABOR MENTA

Ref: 03140008

mectron

Elimina de forma suave y efectiva el biofilm supragingival y las manchas en la superficie del esmalte.

Caja 4 botes de 250g

89 €



Prophylaxis Powder **SMOOTH**

Ref: 031400010

mectron

Elimina suavemente la biopelícula supragingival al mismo tiempo que respeta los tejidos circundantes

Caja 4 botes de 250g

129 €



Multipiezo White

Ref.: 05060025

Sistema de limpieza por ultrasonidos

~~1.990 €~~

1.690 €


Dotación

- 1 Multipiezo White.
- 1 Pieza de mano ultrasónica LED.
- 3 Insertos: insertos de escala S1 y S6, Perio inserto P10.
- 2 botellas, 500 ml.
- 2 tapas de botellas de seguridad.
- 1 llave dinamométrica K6.

mectron



Insertos de limpieza de implantes



Insertos Extracción



Por la compra de 3 insertos, 1 sin cargo.



Extracciones menos invasivas



Carro universal EAA

Ref.: 03540012

Carro universal con conexión eléctrica, toma de agua y aire.

Preparado para el nuevo Combi Touch.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

mectron

590 €



Carro universal E

Ref.: 03540011

Carro con conexión eléctrica.

Dimensiones:
(LxAxA): 48 x 46 x 85 cm
Peso: 29 kg

mectron

520 €

Comprando
5 insertos,
llévase
1 gratis
(a elegir)



**Insert S1 Slim.
Extremadamente
efectivo**

S1-S

Ref.: 02960009

80 €

Incluye llave
dinamométrica
K10



**Inserto para ultrasonido de
limpieza y periodoncia.**

Cureta universal delgada ligeramente triangular.
Superficie curvada para la eliminación del sarro
supragingival y placas subgingivales así como la
eliminación del biofilm.



Comprando
5 insertos,
llévase
1 gratis
(a elegir)



Incluye llave
dinamométrica
K10



N!

Insertos para detartraje

Sección transversal semicircular
para trabajar en áreas grandes en
todas las superficies de los dientes



S1

MECTRON

Ref.: 03280001

68€



S2

MECTRON

Ref.: 03280002

68€



S6 ALTA
EFICIENCIA

MECTRON

Ref.: 03280006

88€

Incluye llave
dinanométrica
K10



Comprando
5 insertos,
llévese
1 gratis
(a elegir)



Insertos de perio anatómicos

P15

MECTRON | Ref.: 03080006

Forma de cureta universal con superficie redonda.

INDICACIONES: Concreciones supragingivales y subgingivales y biofilm eliminación.

Recomendado para el tratamiento de caninos y dientes anteriores. Desbridamiento de bolsas periodontales profundas.

130 €



N!

Incluye llave
dinanométrica
K10



P16R

MECTRON | Ref.: 03080007

Cureta periodontal en ángulo recto.

INDICACIONES: Concreciones subgingivales y biofilm eliminación de furcaciones y bolsillos profundos. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

130 €



Incluye llave
dinanométrica
K10



P16L

MECTRON | Ref.: 03080008

Concreciones subgingivales y eliminación de biopelículas de bifurcaciones y bolsas profundas. Recomendado para el tratamiento de molares y premolares.

130 €



Comprando
5 insertos,
llévase
1 gratis
(a elegir)



Insertos Extracción

Permiten una extracción suave de los dientes y así una preservación del alveolar.

Incluye llave
dinamométrica K6



ME1

MECTRON

Ref.: 03130001

99€



ME2

MECTRON

Ref.: 03130002

99€



ME3

MECTRON

Ref.: 03130003

99€

N!

Set scaler de limpieza de implantes

Limpieza de Implantes

El inserto base ICS de Mectron y la punta IC1 se utilizan para la limpieza de implantes, usando estos insertos se permiten el acceso óptimo y la eliminación de la placa de una forma suave incluso en la región posterior. Ambos accesorios son esterilizables y reutilizables, la punta IC1 es fácilmente ajustable en la base ICS.

Ref.: 02160033

170€

mectron

Starlight Uno

Lámpara de polimerizar

Ref.: 05100092

mectron

490€

Comprando dos
lámparas, la segunda
unidad le sale por:

250€

Nueva luz LED, nuevos colores.

- Manejo con un solo toque
- Rendimiento excepcional
- Batería intercambiable



Disponible en 6 colores:
Gris - Turquesa - Amarillo - Azul - Violeta - Blanco



Disponible en 4 colores:

Blanco, negro mate, amarillo y plateado.

Lámpara de polimerizar

Starlight Pro

Ref.: 05100083

- Edición especial con terminación con textura tipo fibra de carbono.
- Sin cable. Batería de Ion Litio de larga duración y sin efecto memoria.
- Base-cargador con medidor de luz.
- Pesa sólo 105 gr.

Comprando dos
lámparas, la segunda
unidad le sale por:

590€

360€



Especial para ortodoncia

Starlight Ortho

Ref.: 05100084



Fotopolimeriza todos los materiales utilizados en ortodoncia actualmente, de manera eficiente y rápida.


Permite la fotopolimerización de una zona pequeña hasta de todo un cuadrante, tan solo pulsando un botón.

Tiempos de exposición de 5 y 10 segundos.

590€



Separador de fases
de sangre CGF



CGF Kit

21 componentes



Medifuge

Separador de fases
de sangre CGF

+ CGF Kit

Ref.: MF200+CGFKIT

4.490 €

Dotación: Centrifugadora Medifuge y Kit CGF.

- Capacidad de hasta 8 tubos. Soporte fácil de limpiar y esterilizable en autoclave a 135°.
- El excepcional sistema del rotor con autoventilación mantiene la temperatura constante.
- Ciclo descontaminante de luz ultravioleta UCV. Duración del ciclo 5 min. a 1.000 revoluciones.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 23 x 24 x 32 cm.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energía: 170 VA

Peso: 9,4 Kg. - **Nivel de ruido:** 57 dBA

CGF Kit

El kit patentado contiene todo el material para la recogida de muestras de sangre y los instrumentos necesarios para facilitar el procesamiento de los componentes sanguíneos sin ningún riesgo de contaminación. También incluye el instrumental necesario para crear membranas de fibrina y para manipular e insertar el coágulo en el lugar requerido de la forma más óptima.



Bandeja quirúrgica instrumental



Torundas desinfectantes 50 u.



Torniquetes desechables 25 u.



Agujas mariposa 24 u.



Tiritas hemostáticas 30 u.



Tubos probeta rojos, 50 u.



Bandeja para tubos



Vaso separar fibrina



Rejilla para vaso separador



Solución fisiológica



Vaso para fibrina



Vaso para plaquetas



Vaso para particulados



Tijeras punta redonda



Pinza anatómica recta



Espátula recta



Pinza formadora de membranas



Compactador



Inyector fibrina (de 2 piezas)



Espátula aplicar membrana



Gasas 25 u.

N!



Integrador de mezclado

Roundup

Ref.: RU200

- No modifica la geometría del material.
- Material líquido, semi-líquido o sólido.
- Mezcla sin burbujas ni contaminación.
- Vacío automático en un máximo de 16 seg.
- Ciclo de descontaminación: 5 minutos.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 32 x 30 x 32 cm.

Revoluciones: 3.600 r.p.m

Temporizador: 1-16 segundos.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:


Consumo nominal de energía: 320 VA

Peso: 19 Kg.

2.490 €



N!



Activated Plasma Albumin Gel

A.P.A.G.

Ref.: APAG

- Calentamiento de jeringas a temperatura y tiempo controlados sin condensación.
- Desnaturalización de la albúmina sérica humana (HSA).
- En combinación con MEDIFUGE se obtiene un gel para su utilización como relleno periimplantario y en estética perioral.

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) 19 x 23 x 26 cm.

Fuente alimentación: 230 V - 50/60 Hz:

Consumo nominal de energía: 010 VA

Peso: 3,5 Kg.

790 €




Sign

Una sola línea, infinitas posibilidades

Muebles metálicos de diseño, modulares y personalizables.

Hasta el suelo, con patas o suspendido, con encimera en Hi-Mac,
laminado o cristal, con o sin tiradores.

Los modelos **Sign** se adaptan al estilo del ambiente
y a sus necesidades.



Sonda periodontal

Pa-On

Ref.: PAN0491000

orangedental
premium innovations



~~4.490€~~

3.990 €

NOVEDAD:

- Nuevo software Byzz NXT para hasta 10 usuarios
- Sin licencias anuales.
- Sistema abierto integrable con todos los software de clínica.

El primer perímetro que informa automáticamente sobre el estado periodontal.
Diagnostico más sencillo, más rápido e integrado completamente en su propio software.

Ergonómico e Inalámbrico:

Se puede trabajar con Pa-On como una sonda convencional.

Medición automatizada y guiada:

Estandarizada, procedimiento de medición como de costumbre.

Mínima molestia para el paciente:

Medición calibrada con una presión de exactamente 20 g.

Dotación:

- Docking Station.
- Software para transmisión de datos.
- Software Byzz Perio.
- 10 puntas monouso.



**Incluye
20 puntas extra**

(Valoradas en 95 €)

**Medición calibrada con
una presión exacta de**

20g



Cardioprotección

Desfibrilador
semiautomático

Fred PA-1

Ref.: 11279902

- **Facilidad de uso:**
interfaz con tres sencillos pasos
- **Siempre preparado:**
detección automática de caducidad de los electrodos.
- **Trilingüe:** perfecto para un entorno internacional

SCHILLER

1.290€



Mantenimiento preventivo

199€

Plan para Fred PA-1

- Test de seguridad eléctrica
- Actualización de Software a la última versión del fabricante
- Test de desfibrilación
- Certificado emitido por el fabricante
- Se realiza una vez cada 3 años

Especialistas de producto

Contacte con nuestros especialistas de producto para demostraciones e información:

MORITA

Radiología digital

José María Catalán

jccatalan@incotrading.net
653 136 939

Juan Manuel Amaro

juanma.amaro@incotrading.net
649 406 172

MORITA

Endo e instrumentos

Concha Archidona

concha.archidona@incotrading.net
699 750 105

MANI

Limas Endodoncia

CATTANI

Tecnología del aire

Tommaso Brivio

tommaso.brivio@incotrading.net
635 034 538

MECTRON

Piezosurgery® y Profilaxis

Antonio Peña

antonio.pena@incotrading.net
610 168 024

MECTRON MEDICAL

Piezosurgery® Plus

Jhonathan Reyes

j.reyes@incotrading.net
639 263 193

Ezequiel Sánchez

ezequiel@incotrading.net
683 166 580

Giulio Tossini

giulio.tossini@incotrading.net
699 909 158

UNIVET

Lupas

David Rodríguez

david.rodriguez@incotrading.net
649 679 111

ORANGEDENTAL

Sonda periodontal

Toni Serrano

toniserrano@incotrading.net
659 692 411

ESPECIALISTA CLINICO

Paola Delgado

paola.delgado@incotrading.net
659 246 927

PRO



Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

**Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.**

Descárgala buscando por “Incotrading”



App Store



Google Play



CATTANI

mocom

MORITA

mectron

**DOCTOR
SMILE**

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

incotrading

Tecnología para la salud

Incotrading, S.A.

Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

T. (+34) **913 807 490**

incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net



incoSAT

Servicio técnico

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal. Encuentre su IncoSAT
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención telefónica.

913 807 490

Mejores Precios 49 - Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2020. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. ©2020-Incotrading S.A.