

C20

REJOIGNEZ LA PARTIE

BOOSTEZ VOTRE PRATIQUE



C20

Rejoignez la partie, boostez votre pratique

En tant que leader, Acteon® soutient les praticiens depuis plus de 20 ans avec des solutions innovantes adaptées à leurs besoins. Avec des milliers de caméras intra-orales vendues à travers le monde, Acteon® est devenu une référence sur le marché, reconnu à la fois pour son expertise et son exigence en matière de qualité.

Fabriquée en France, notre nouvelle caméra intra-orale respecte les normes les plus élevées pour vous garantir une fiabilité optimale.

EUROPE



START

**Appuyez sur start
ET C'EST PARTI**



**OPTIMISEZ L'ENGAGEMENT
de vos patients**



**Rejoignez la partie
DE LA DENTISTERIE MODERNE**



Plus qu'un simple outil, la C20 améliore le processus de diagnostic en créant une expérience engageante et interactive tant pour les membres du cabinet que pour les patients.

En simplifiant la communication et en optimisant l'efficacité au fauteuil, la C20 aide à transformer les cabinets en environnements performants et axés sur les patients.

Rejoignez la partie, Et optimisez votre temps.

Naviguez facilement dans la bouche du patient. **Nos outils permettent un diagnostic simple, une planification des traitements et une communication fluide avec les patients.**

Facile à maîtriser, tous les membres de votre équipe peuvent utiliser la caméra sans difficulté.



Halo lumineux

Fournit une lumière douce et uniforme autour des dents, assurant une clarté et une visibilité exceptionnelles pour des diagnostics précis et des images détaillées..



Technologie anti-buée

Prévient la condensation de l'objectif pendant l'utilisation, garantissant des visuels clairs et sans interruption des dents pour des diagnostics précis et une qualité d'image constante.



Rotation automatique

Garantit que l'image soit toujours correctement orientée, que ce soit pour les vues maxillaires ou mandibulaires, offrant une imagerie fluide et intuitive sans ajustements manuels.



Optimisez l'engagement de vos patients dans leur parcours de soins

Une image haute qualité en full HD pour engager la conversation avec vos patients et permettre à la fois de faciliter la compréhension des plans de traitement proposés mais aussi d'engager davantage vos patients dans leur parcours de soins.

Mettez en avant des images avant/après pour améliorer la compréhension de vos patients et renforcer la confiance.

Une croissance de 25 % a été observée par le Dr William W. Oakes et publiée dans un article qui remet en question les idées reçues selon lesquelles, même si les patients ont pleinement confiance en leur dentiste, l'utilisation d'une caméra intra-ORALE améliore significativement l'engagement de vos patients dans leur parcours de soins.



Appuyez sur démarrer, Et c'est parti.

La C20 offre une expérience Plug & Play, ce qui la rend facile à installer dans n'importe quel cabinet dentaire. Son design intuitif permet aux utilisateurs de commencer à capturer et à gérer des images immédiatement, améliorant ainsi le flux de travail sans aucune interruption.



Plug & Play

Pilote pré-installé.



Connecteurs universels

USB 2 et une douille universelle.




Personnalisation

Une large gamme de paramètres pour répondre à vos besoins.




Compatible Windows® et Mac®



Maîtrisez votre C20 avec le Club ACTEON®

Choisissez la C20 d'ACTEON® et devenez membre du Club ACTEON®, pour accéder à un univers de contenu premium tel que des tutoriels vidéo, des webinaires, des astuces et bien plus encore.



acteon-club.com

Toujours à vos côtés

Chez ACTEON®, nous ne proposons pas seulement des produits de qualité : nous faisons en sorte de vous accompagner au mieux à chaque étape. Notre large gamme de services vous garantit un accompagnement complet, à la fois en tant que professionnel et en tant que client.



Service après-vente:

Nos équipes d'experts sont à vos côtés pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats, tout en renforçant votre confiance et votre satisfaction.

cs@acteongroup.com

0800 702 014



Caractéristiques techniques

Données du produit

Spécifications de la caméra	
Capteur	CMOS
Résolution	1920 x 1080 px
Distorsion	-8 %
Images par seconde (FPS)	25 - 30
Format d'image	16/9
Éclairage	8 LED blanches
Réglage de la mise au point	Mise au point fixe
Capture d'image	Bouton de capture ou pédale (optionnelle)
Champ de vision diagonal (FOVD)	70°
Longueur du câble	3 m
Sortie USB	2
Consommation	2.5 W
Dimensions de la pièce à main	L : 200,9 ; l : 26,9 ; H : 23,3 mm
Poids de la pièce à main	35 g
Indice de protection internationale (IP)	Protection contre la poussière et l'eau IP53

Configurations

Configuration requise pour l'ordinateur	Caractéristiques
CPU	Intel® Core i5 4 cœurs 2 GHz Gen 8 ou supérieur et Apple M1 ou supérieur
RAM	8 GB
Version USB	2.0 ou supérieure
Jeu de puces USB	Intel ou NEC® / RENESAS®
Système d'exploitation	à partir de Windows 10 PRO 64 bits ou macOS® Ventura

Dimensions (en mm)





SOPRO

A company of ACTEON® Group

CE ZAC Athélia IV,
avenue des Genévriers,
13705 LA CIOTAT, France

Tél. +33 (0) 442 980 101
info@acteongroup.com

Suivez nous



Dispositif médical de classe I pour les soins dentaires. CE. Réservé à un usage dentaire professionnel uniquement. Ce dispositif médical n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie.
Lire attentivement les instructions avant utilisation.
Fabricant : Sopro® ACTEON® Group (France)