

TECNOLOGÍA DENTAL
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS

LUNOS

MAKING SMILES BRIGHTER



PREVENCIÓN

PORQUE LA PREVENCIÓN ES LA BASE DE LA SALUD BUCAL.

Cada vez más, mimamos y cuidamos nuestra boca para que esté sana. La profilaxis es la base de este cuidado y prevención. Dürr Dental, con su sistema completo de profilaxis Lunos le ofrece todo lo que necesita en un solo proveedor, incluyendo los dispositivos, consumibles y los accesorios más utilizados.



PORQUE LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO FORMAN PARTE DE LA SALUD BUCAL.

La odontología preventiva tiene sus límites. Son muy frecuentes los problemas periodontales, de modo que en muchos casos, es necesario realizar un tratamiento periodontal. Para ello, hemos desarrollado productos Lunos que te ayudarán de forma efectiva en los tratamientos supra y sub gingivales.

Dürr Dental es un aliado de confianza, sobre todo en lo que se refiere a la asistencia postoperatoria, con su exclusivo sistema Vector y MyLunos , que ofrecen un apoyo perfecto a todo el equipo de la consulta.



PRÁCTICO Y VERSÁTIL, PARA CUALQUIER TRATAMIENTO

MyLunos combina los dos métodos para los tratamientos de higiene y profilaxis: el aeropulidor de polvo y el ultrasonido. El aparato combinado permite un tratamiento profiláctico completo con solo un dispositivo: desde la eliminación de sarro supra y subgingival con ultrasonidos hasta la eliminación de decoloraciones y biofilm con el aeropulidor de polvo.

TRATAMIENTO SUPRA Y SUBGINGIVAL

El cambio rápido de ambas boquillas permite un tratamiento fácil y cómodo. Se pueden girar 360°, lo que permite alcanzar puntos de difícil acceso dentro de la boca del paciente, ya sea para la eliminación supragingival de manchas o la limpieza subgingival de superficies radiculares e implantes.



PERFECTA ERGONOMÍA

Una ergonomía perfecta se basa en varios factores: peso, centro de gravedad, material, forma, tacto y dimensiones. MyLunos tiene en cuenta todos estos aspectos. Su superficie es antideslizante y la forma se adapta perfectamente a la mano. Con ello, MyLunos ofrece una alta ergonomía con todas las puntas.



Vídeo sobre
MyLunos

*Disponible para acoplamientos de turbinas de KaVo, Sirona, W&H, BienAir y NSK.



LA PIEZA DE MANO Y LOS COMPONENTES INDIVIDUALES PUEDEN DESINFECTARSE Y ESTERELIZARSE EN AUTOCLAVE.

Los componentes de la pieza de mano son de plástico termorresistente y pueden desinfectarse cómodamente por calor o en autoclave.



CHORROS DE POLVO

CAMBIO DEL RECIPIENTE DE POLVO

Especialmente fácil de cambiar con el cierre de bayoneta, incluso durante el tratamiento. Se pueden utilizar diferentes polvos según se necesite, como Lunos Polvo profiláctico Gentle Clean y Perio Combi.



PREPARACIÓN DE LOS RECIPIENTES

El cierre seguro de la válvula permite llenar los envases con antelación. Para ello, los soportes inteligentes permiten un llenado y almacenamiento flexibles. Los recipientes están disponibles en cinco colores diferentes.



VECTOR – UN APARATO PARA TODO EL EQUIPO.

Después de más de 25 años, Vector sigue siendo el referente para el tratamiento periodontal mínimamente invasivo e indoloro, conservando la estructura natural del diente. Esto elimina el sarro y el biofilm sub y supragingivalmente de manera eficaz y reduce los gérmenes patógenos. Asimismo, la dentina radicular relativamente blanda permanece intacta y se protege el tejido regenerativo.

VECTOR FLUID POLISH



Vector Fluid polish apoya, en combinación con Vector System , la limpieza de la superficie de los dientes, de dientes postizos y de raíces en un tratamiento indoloro. Con hidroxapatita, fosfato de calcio y un fresco aroma a menta.

LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

MANEJO INTUITIVO



Las superficies no presentan ranuras cumpliendo los máximos requisitos de higiene. El dispositivo recuerda automáticamente la limpieza regular y permite enjuagar las tuberías con mayor facilidad.



PIEZA DE MANO SCALER Y VECTOR

Pieza de mano Vector con la técnica de vibración lineal para tratamientos subgingivales cuidadosos. La pieza de mano Scaler con 6 LEDs permite la mejor vista general en la aplicación supra y subgingival.



TANQUE DE AGUA

Un tanque de agua grande y desmontable permite trabajar sin una conexión fija de agua.



ERGONOMÍA

Ambas piezas de mano convencer por su facilidad de manejo.



Vídeo de la eliminación de sarro con Vector.

LUNOS PASTA PULIDORA: SUAVE, PERO EFECTIVA.

El producto ideal para cada paciente: desde la eliminación suave de manchas o placa hasta el pulido de superficies muy sensibles. Con o sin fluoruro y sabor, Lunos Pasta pulidora Two in One protege el esmalte limpiando en profundidad, además de ahorrar tiempo al usuario y al paciente.

LUNOS PASTA PULIDORA TWO IN ONE



Se puede utilizar para cualquier tipo de tratamiento como parte de las medidas de limpieza profesionales supragingivales. Las pastas protegen especialmente el esmalte con una RDA de $< 28^*$.

La hidroxiapatita favorece la remineralización.

LIMPIEZA Y PULIDO SIMULTANEO



La innovadora solución dos en uno: elimina manchas y pule, todo en uno. Ahorra tiempo, protege el esmalte y limpia en profundidad.

Abrasividad decreciente de la pasta por partículas de pulido autorreductoras.

TWO IN ONE



Unidad de venta: 1x 100 g

Sabores:

NEUTRAL

ORANGE

MINT

LUNOS ANILLO PROFILÁCTICO

Se adapta a todos los dedos, permite aplicar fácilmente la pasta pulidora y es ergonómico. Se puede limpiar con mucha facilidad.



SUPER SOFT



Unidad de venta: 1x 50 g

Sabores:




LUNOS PASTA PULIDORA SUPER SOFT

Pasta pulidora de protección permanente, también para superficies muy sensibles. Gracias a la RDA < 5* especialmente baja, la pasta se puede utilizar de forma universal, incluso en implantes, aparatos de ortodoncia y prótesis.

Genera superficies lisas y relucientes y el sarro no se adhiere con tanta facilidad.

La hidroxiapatita favorece la remineralización.



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA



Vídeo sobre
Lunos Pasta pulidora

* |Siga las instrucciones para uso!

ALUD DENTAL Y COMODIDAD.



LUNOS CART

Permite el uso móvil por toda la sala de tratamiento y puede colocarse de manera flexible y según se necesite.

- Cajón con cierre suave y compartimentos para almacenar material de tratamiento
- Pasacables oculto y múltiples tomas de corriente
- Ruedas silenciosas con sistema de frenado
- Ideal para MyLunos Aparato combinado y Vector Unidad ultrasónica



DIAGNÓSTICO

RECALL

VISTACAM IX HD SMART

El sistema de cámara le ofrece un apoyo fiable y eficaz para el diagnóstico de caries y la visualización de la placa. Durante la higiene dental, podrá mostrar a sus pacientes de manera clara las zonas que necesitan una limpieza más minuciosa. Gracias a la tecnología de fluorescencia, solo necesita utilizar el cabezal intercambiable Proof para visualizar los depósitos. Con la ayuda de imágenes de “antes” y “después”, también podrá resaltar a sus pacientes la importancia y el valor añadido de la limpieza dental profesional. El sistema de cámara multi-cabezal representa un verdadero beneficio para cualquier consulta dental, tanto para la orientación al paciente como para la asistencia diagnóstica.



LUNOS COJÍN PROFILÁCTICO

Para apoyar la cabeza cómodamente y con seguridad. Sirve de respaldo para el cuello y la nuca.

- Se fija fácil y rápidamente al reposacabezas de la unidad de tratamiento con una cinta de velcro
- La espuma viscoelástica reduce la presión, reacciona al calor del cuerpo y se adapta a cada paciente
- Funda suave, impermeable y que no irrita la piel
- Se puede lavar y desinfectar

Unidad de venta: 1 unidad

PREPARACIÓN



ULTRASONIDO

CHORROS DE POLVO

CÁNULA DE PROFILAXIS

Una cánula protectora giratoria y autoclavable, desarrollada especialmente, permite captar una gran cantidad de aerosoles y aspirar en posición ergonómica y eficaz durante tratamientos profilácticos con aparatos de proyección de polvo.

- Duplica la entrada de aerosol en comparación con las cánulas tradicionales
- Previene la irritación de las membranas mucosas causada por el aerosol
- Tratamiento ergonómico
- Entradas de aire externo Protect para evitar el reflujo

CHORROS DE POLVO



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

LUNOS POLVO PROFILÁCTICO

Gentle Clean

- Limpieza supragingival
- Innovador cuerpo abrasivo Trehalose (aprox. 65 µm)
- Cuatro sabores

Unidad de venta: 4x 180 g

Perio Combi

- Limpieza subgingival y supragingival
- Ideal para Recall
- Como apoyo de la terapia de mantenimiento
- Innovador cuerpo abrasivo Trehalose (aprox. 30 µm)

Unidad de venta: 4x 100 g

PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO



LUNOS SELLADO DE FISURAS

Para un sellado estético y de alta calidad de fisuras y defectos del esmalte a base de composite.

- Aplicaciones en superficies dentales húmeda o ligeramente secas, humectación efectiva del esmalte dental
- Fotopolimerizante

Disponible en:

Opaque (con fluoruro)

Unidad de venta: 2x 1,5 g inyecciones

PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO



LIBRE DE:

- ✓ INGREDIENTES ANIMALES
- ✓ LACTOSA
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSA

LUNOS GEL DE FLUORURO

Para la profilaxis de caries con fluoruro de sodio.

- Para remineralizar el esmalte dental
- Contiene 12 300 ppm de fluoruro

Unidad de venta: 1x 250 ml

RECALL



LUNOS PAÑO PROFILÁCTICO

Toallita refrescante ideal para la limpieza facial después del tratamiento profiláctico.

- Uso individual para cada paciente
- Se puede aplicar en frío y en caliente
- Cuida la piel, con aloe vera

Unidad de venta: 50 toallitas embolsadas individualmente

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U.
C/Serra de la Salut, 11 - Nave 6
Pol. Ind. Santiga
08210 Barbera del Valles
Barcelona (España)
www.duerrdental.com
spain@duerrdental.com

Reservado el derecho de efectuar modificaciones

